



ERBAdry[®]

NUEVA generación de disolventes anhidros



DASITGROUP

CARLO ERBA


REAGENTS

ERBAdry®: NUEVA generación de tapones para mejorar la ergonomía y preservar el mínimo contenido de agua en el tiempo y uso

- TAPÓN FLIP TOP permite apertura y cierre con una sola mano
- 2 precintos de seguridad garantizan que el producto no ha sido abierto y la rosca principal ISO45 no ha sido manipulada
- Botellas de vidrio ámbar de 100ml y 1l que protegen el producto de la radiación UV
- Septum con 3 zonas diferenciadas de pinchado para facilitar el uso
- Septum de doble capa que evita la contaminación del producto
- 2 septa diferentes seleccionados según la compatibilidad química del disolvente:
 - Septa naranja: Goma de Butilo/PTFE
 - Septa negra: Bromobutilo / PTFE




Evolución del contenido de agua con el uso:



Contenido de agua medido en Cloroformo estabilizado con amileno llevado a cabo con metodología Karl Fischer durante 6 semanas. Fueron tomadas 28 muestras de la misma botella empleando una aguja de Gauge 18.

● PARA VER EL VIDEO INFORMATIVO:
CLICK AQUI

O ESCANEA EL QR:



Encuentre nuestra NUEVA gama de disolventes ERBAdry®:

Producto	Aplicación	Código 100 ml	Código 1 l	Código 1 l con tamiz
Acetona	RS ERBAdry®	P00510D03	P00510D16	
Acetonitrilo	RS ERBAdry®	P00610D03	P00610D16	P00610TD16
Butanol-1	RS ERBAdry®	P01710D03	P01710D16	
tert-Butanol	RS ERBAdry®	P01910D03	P01910D16	
Butil acetato	RS ERBAdry®	P00110D03	P00110D16	
tert-Butilmetil éter	RS ERBAdry®	P09210D03	P09210D16	
Cloroformo	RS ERBAdry® estabilizado c/ amileno	P02410AD03	P02410AD16	
Cloroformo	RS ERBAdry® estabilizado c/ etanol	P02410ED03	P02410ED16	
Ciclohexano	RS ERBAdry®	P02510D03	P02510D16	
Diclorometano	RS ERBAdry® estabilizado c/ amileno	P02910AD03	P02910AD16	P02910ATD16
Diclorometano	RS ERBAdry® estabilizado c/ etanol	P02910ED03	P02910ED16	
Éter etílico	RS ERBAdry® estabilizado c/ BHT	P04410D03	P04410D16	P04410TD16
1,2-Dimetoxietano	RS ERBAdry®			P03010TD16
n,n-Dimetilformamida	RS ERBAdry®	P03410D03	P03410D16	P03410TD16
Dimetilsulfóxido	RS ERBAdry®	5081D03	5081D16	P03510TD16
1,4-Dioxano	RS ERBAdry® estabilizado c/ BHTBHT	P03610D03	P03610D16	
Etanol absoluto	RS ERBAdry®	P013A10D03	P013A10D16	
Etilo acetato	RS ERBAdry®	P00210D03	P00210D16	P00210TD16
Formamida	RS ERBAdry®	P61510D03	P61510D16	
n-Heptano	RS ERBAdry®	P05010D03	P05010D16	
n-Hexano 99%	RS ERBAdry®	P05230D03	P05230D16	
n-Hexano 95%	RS ERBAdry®	P05210D03	P05210D16	
Isopentano	RS ERBAdry®	P06510D03	P06510D16	
Diisopropil éter	RS ERBAdry®	P04310D03	P04310D16	
Metanol	RS ERBAdry®	P09310D03	P09310D16	
Metilciclohexano	RS ERBAdry®	P05810D03	P05810D16	
MetilEtilcetona	RS ERBAdry®	P02010D03	P02010D16	
Metilisobutilcetona	RS ERBAdry®	P06010D03	P06010D16	
n-Metil-pirrolidona-2	RS ERBAdry®	P08710D03	P08710D16	
n-Pentano	RS ERBAdry®	P06410D03	P06410D16	
Propanol-1	RS ERBAdry®	P09410D03	P09410D16	
Propanol-2	RS ERBAdry®	P09510D03	P09510D16	
Piridina	RS ERBAdry®	P06710D03	P06710D16	
Tetrahidrofurano	RS ERBAdry® estabilizado c/ BHT	P07010D03	P07010D16	P07010TD16
Tolueno	RS ERBAdry®	P07110D03	P07110D16	P07110TD16
4-Methyl-tetraHydro-Pyrano	RS ERBAdry®	P99910D03	P99910D16	

👉 **CLICK AQUI** para consultar la disponibilidad en nuestra web
www.carloerbareagents.com



ITALIA

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
Via Raffaele Merendi 22
20007 Cornaredo (MI)

Servizio Clienti
servizioclienticer@dgroup.it
Tel.: +39 02 93 99 190
Fax: +39 02 93 99 10 01



FRANCE

CARLO ERBA Reagents SAS
Chaussée du Vexin,
Parc d'affaire des Portes
27106 Val de Reuil

Service Client
serviceclient@cer.dgroup.it
Tél.: +33 2 32 09 20 00
Fax: +33 2 32 59 11 89



DEUTSCHLAND

CARLO ERBA Reagents GmbH
Denzlinger Str. 27
79312 Emmendingen

Kundendienst
info.de@cer.dgroup.it
Tel.: +49 07641 46 881 90
Fax: +49 07641 46 881 919



ESPAÑA

CARLO ERBA Reagents S.A.
Calle Filadors 35
6ª Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)

Servicio Cliente
serviciocliente@cer.dgroup.it
Tel.: +34 93 693 37 35
Fax: +34 93 724 31 68



ALL OTHER COUNTRIES

Customer Service
export@cer.dgroup.it
Ph.: +33 2 32 09 20 00
Fax: +33 2 32 59 11 89

